

Infračervená lampa Weelko Therap

Model: 1003T



VAROVÁNÍ

Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo špatně větraném prostředí, jako jsou vlhké místnosti, koupelny atd., aby nedošlo k poškození elektrických součástí vašeho přístroje.

Nikdy nepoužívejte jednotku venku, vystavení těmto vlivům může dojít k poškození.

Napájecí kabel musí být odpojen v případě, že lampa nebude používána delší dobu.

Nikdy za žádných okolností se nepokoušejte otevřít nebo zkontrolovat vnitřní součásti nebo příslušenství z přístroje. Pokud je to nevyhnutelné, obraťte se na svého dodavatele nebo kvalifikovaného technika

Bude-li napájecí kabel zničen, požádejte profesionální servis o výměnu, aby se zabránilo nebezpečí, nebo se obraťte na svého prodejce.

Nedotýkejte se žárovky během léčby a půl hodiny poté, aby nedošlo k popáleninám.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje tyto požadavky:

1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES
2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě: 2004/108/EC

RECYKLACE



Pokud je některý z našich výrobků nebo jeho obal označen tímto symbolem, neměl by být považován za běžný komunální odpad. Pro zajištění správného nakládání s tímto odpadem jej zlikvidujte v souladu s místními zákony o likvidaci elektronických zařízení. Tato iniciativa pomůže zachovat a šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí ve vztahu k zacházení s elektrickým odpadem.

VÍTEJTE

Děkujeme za nákup. Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny. Pokud si nebudete jistí správným používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody a úrazy způsobené nesprávným používáním přístroje.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Připojte napájení.
2. Zapněte spínačem.
3. Zapněte přepínač, který slouží k ovládání intenzity světla (zlatý) a nastavte jej na požadovanou intenzitu pro zákazníka.
4. Po ošetření nejprve stáhněte intenzitu záření, ovladač přepněte na minimum a vypněte červený spínač.

ÚDRŽBA

Pravidelně čistěte žárovku. Nepoužívejte lampu pod nestabilním napětím.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost produktu: 2,3 kg

Rozměry balení: 70 x 30 x 24 cm

Hmotnost balení: 3,5 kg

Výkon: 275 W

Napětí: 220/240 V

Frekvence: 50 Hz/60 Hz

Infračervená lampa Weelko Therap

Model: 1003T



VAROVANIE

Nikdy nepoužívajte prístroj vo vlhkom alebo zle vetranom prostredí, ako sú vlhké miestnosti, kúpeľne atď., Aby nedošlo k poškodeniu elektrických súčastí vášho prístroja.

Nikdy nepoužívajte jednotku vonku, vystavenie týmto vplyvom môže dôjsť k poškodeniu.

Napájací kábel musí byť odpojený v prípade, že lampa nebude používaná dlhšiu dobu.

Nikdy za žiadnych okolností sa nepokúšajte otvoriť alebo skontrolovať vnútorné súčasti alebo príslušenstvo z prístroja. Ak je to nevyhnutné, obráťte sa na svojho dodávateľa alebo kvalifikovaného technika

Ak bude napájací kábel zničený, požiadajte profesionálny servis o výmenu, aby sa zabránilo nebezpečenstvu, alebo sa obráťte na svojho predajcu.

Nedotýkajte sa žiarovky počas liečby a pol hodiny po nej, aby ste predišli popáleninám.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky:

1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES
2. Podmienky stanovené v Smernici o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EC

RECYKLÁCIA



Ak je niektorý z našich výrobkov alebo jeho obal označený symbolom, nemal by byť považovaný za bežný komunálny odpad. Pre zaistenie správneho nakladania s týmto odpadom ho zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi o likvidácii elektronických zariadení. Táto iniciatíva pomôže zachovať a šetriť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia vo vzťahu k zaobchádzaniu s elektrickým odpadom.

VITAJTE

Ďakujeme za váš nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak si nebudete istí správnym používaním prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a úrazy spôsobené nesprávnym používaním prístroja.

NÁVOD K POUŽITIE

1. Pripojte napájanie.
2. Zapnite tlačidlo "POWER"
3. Zapnite prepínač, ktorý slúži na ovládanie intenzity svetla (zlatý) a nastavte ho na požadovanú intenzitu pre zákazníka.
4. Po ošetrení najprv stiahnite intenzitu žiarenia, ovládač prepnite na minimum a vypnite červený spínač.

ÚDRŽBA

Pravidelne čistite žiarovku. Nepoužívajte lampu pod nestabilným napätím.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnosť produktu: 2,3 kg

Rozmery balenia: 77 x 30 x 24 cm

Hmotnosť balenia: 3,5 kg

Výkon: 275 W

Napätie: 220/240 V

Frekvencia: 50 Hz/60 Hz

Infrared lamp Weelko Therap

Model: 1003T



WARNING

Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.

Never use the unit outdoors; exposure to these elements can cause damage.

The power cord must be disconnected if the lamp is not used for a long time..

Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If any inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.

If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.

Do not touch the bulb during the treatment or after within half an hour to avoid scalds.

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following requirements:

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2006/95/EC
2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EC

RECYKLACE



Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment.

This initiative will help preserve and save natural resources and improve standards of environmental protection in regard to the treatment of electrical waste.

WELCOME

Thank you for your purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to incorrect operation.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Connect the power supply.
2. Turn on the switch.
3. Turn on the switch that is used to control the light intensity (the golden one) and adjust it to the proper intensity for the customer.
4. After the treatment, first adjust down the intensity, control switch to minimum, then switch off the red switch.

MAINTENANCE

Take good care of the bulb and clean it frequently. Do not use the lamp under unstable voltage.

TECHNICAL SHEET

Net weight: 2,3 kg

Packing size: 77 x 30 x 24 cm

Gross weight: 3,5 kg

Working power: 275 W

Voltage: 220/240 V

Frequency: 50 Hz/60 Hz